

NEPTUNE

Plâtre blanc pour modèles d'orthodontie

NEPTUNE plâtre naturel blanc recommandé pour la taille américaine - classe III

White and natural orthodontic stone recommended for american trimming—type III

DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P 36-37 cc—100 g

Mixing rate

Temps de malaxage sous vide 1 min

Vacuum mixing time

Temps de coulabilité 4 min

Pouring time

Début de prise vicat 11-15 min

Vicat setting time

Temps de démoulage 40-45 mn

Removable after

Expansion de prise (mm/m) 0.20 %

Setting expansion

Dureté shore D : 60 –65

Shore D hardness

AVANTAGES /Benefits

- Grain fin—*fine powder*
- Onctueux - *onctuous*
- Contient un agent qui évite les moisissures qui se développent naturellement dans les matières organiques en contact avec l'eau
- *contains an agent avoiding the moistures which appear naturally in organic substances in contact with water*

PRESENTATION /Presentation

Couleur : blanc

Color : white

Conditionnement : carton 25 kg

Packaging 25 kg boxes

REFERENCES—references

NT025

ULTIMA
Innovation en laboratoire

ZA La Suzerolle—49140 Seiches sur le Loir -
Tél (33)2.41.18.09.88 - Fax (33)2.41.18.09.87
Email : ultima.lp@wanadoo.fr

LAFARGE
PRESTIA