

# Algitartre

Solution concentrée à usage professionnel

## Mode d'emploi

### Utilisation par ultrason

Dosage : 1 litre pour 3 litres d'eau

- ▶ Dépôt de tartre
- ▶ Décapage—déchets de toute prothèse acrylique, métallique (châssis)
- ▶ Matériaux de polissage , ciment
- ▶ plâtres , revêtements

### Utilisation par dépôt

Dosage : 1 litre pour 8 litres d'eau

- ▶ Plans de travail inox, plastique, formica etc... (sauf marbre et pierre)
- ▶ Sanitaire - robinetterie
- ▶ Carrelages muraux et sols

### Utilisation par bain

Dosage : 1 litre pour 2 litres d'eau

- ▶ Décapage des instruments de laboratoire
- ▶ Alginate des porte-empreintes
- ▶ Bols de malaxage

Conditionnement : Pack de 2 litres

Code article : AD 7813

